

TissueSAFE

Control y monitoreo de las etapas Pre-analíticas del Procesamiento de Biopsias

Equipo diseñado para mantener y trasladar las muestras de biopsias en forma segura y sin fijar.

Una vez que la biopsia es obtenida, ésta es puesta en el TissueSAFE, donde es sometida a un procedimiento de vacío y presión controlada, luego es colocada en una unidad de transporte refrigerada con una temperatura controlada, en esta condición la muestra puede permanecer hasta 72 hrs. y así ser trasladada al Servicio de Anatomía Patológica.

El proceso de fijación es realizado bajo la supervisión de los profesionales del laboratorio de Anatomía Patológica en forma estandarizada.

TissueSAFE se instala en los pabellones de cirugía permitiendo eliminar la formalina de esta área.



BENEFICIOS


Permite eliminar la formalina y los recipientes para biopsias de los pabellones de cirugía

La biopsia es trasladada a la unidad de Anatomía Patológica en condiciones de alta similitud al estado fresco

Permite la trazabilidad de la biopsia desde que es obtenida del paciente hasta su ingreso al laboratorio de Anatomía Patológica mediante reportes escritos generados por el equipo

El proceso de fijación es realizado por personal de la Unidad de Anatomía Patológica en condiciones altamente estandarizadas

Control inteligente de la temperatura durante el transporte de la biopsia



CADENA DE CUSTODIA

Distribuido exclusivamente por



www.prolab.cl / prolab@prolab.cl